

**Verarbeitungsempfehlung &
technische Daten**
Instructions for use & technical data
Copran Monolith Colorize Fluid



Technische Daten

Ausgabedatum: 03.06.2015

Hersteller: Whitepeaks Dental Solutions GmbH & Co. KG
Langeheide 9 - 45239 Essen – Germany
Tel: 0281-2064580 – Email: info@white-peaks-dental.de
www.white-peaks-dental.de

Produkt: **Copran Monolith Colorize Fluid**

Produkttyp: Markierungsfarben für Zirkon-Einfärbeliquids

Produktform: Farbflüssigkeit in verschiedenen Farbtönen

Anwenderkreis: eingewiesene Anwender die mit manuellen Zirkondioxid Kopierfräsanlagen oder mit CAD-CAM Fräsanlagen Restaurationen erstellen und vor dem Sintern einfärben wollen

Beschreibung

- Copran Monolith Colorize Fluid
- ist eine spezielle Markierungsfarbe zum einfärben von Zirkon-Einfärbeliquids aller Art und dient zur besseren Unterscheidung der einzelnen Einfärbereiche während des Malvorganges
 - erhältlich in den folgenden 6 Farben: rot, blau, grün, gelb, orange, braun
 - verbrennt während des Sintervorgangs rückstandsfrei
 - ist wasserbasiert und enthält keine Säuren greift daher keine Metallinstrumente oder Arbeitsflächen an
 - greift die Heizelemente Ihres Sinterofens nicht an.
 - kann einfach mit destilliertem Wasser verdünnt werden

Verarbeitungsempfehlung

geben Sie 1ml Copran Monolith Colorize Fluid mit Hilfe der beiliegenden Spritze in eine 15ml Flasche Einfärbeliquid, kurz schütteln und wie gewohnt weiter verarbeiten. Eine Überdosierung sollte nicht stattfinden, da das eigentliche Farbliquid sonst zu stark verdünnt wird.

technical data

printing date: 03.06.2015

manufacturer: Whitepeaks Dental Solutions GmbH & Co. KG
Langeheide 9 - 45239 Essen – Germany
tel: 0049-281-2064580 – email: info@white-peaks-dental.com

product: **Copran Monolith Colorize Fluid**

product type: marker liquids for colouring liquids

product form: liquids in different shades

selected users: educated users who manufacture zirconium restorations by MAD/MAM or CAD/ CAM milling systems and would like to colour them before sintering.

Specifications:

- Copran Monolith Colorize Fluid
- is a special marker liquid for staining all kinds of zirconium colouring liquids for a better distinction of different areas while staining
 - burns out residue free while sintering
 - is available in following colours: red, blue, green, yellow, orange, brown
 - is water based, does not contain acid, does not corrode metal instruments or metal workbench surfaces
 - does not corrode the heating elements in the sintering furnace
 - does not contain oily substances and infiltrates quick and deep into the structure
 - can easily be dissolved with distilled water

Instructions for use:

add 1ml Copran Monolith Colorize Fluid to a 15ml bottle of colouring liquid using the enclosed syringe – shake well and process liquid as usual. Do not overdose as otherwise the colouring liquid gets too much diluted.